

→ DARF ES ETWAS MEHR SEIN? MECTRON ZUBEHÖR.



-30%

→ MECTRON PROPHYLAXE PULVER

- Prophylaxis powder soft^M**
4 Flaschen mit je 250 g **66,50 €***
anstatt 95,00 €**
- Prophylaxis powder soft^L**
4 Flaschen mit je 250 g **66,50 €***
anstatt 95,00 €**
- Prophylaxis powder sensitive+ glycine**
2 Flaschen mit je 160 g **40,60 €***
anstatt 58,00 €**



Instrument P3

- Schlank und glatt wie eine Sonde
- Für die sanfte und effektive Entfernung von sub- und supragingivalem Biofilm



Neuer dynamometrischer Drehmomentschlüssel K10 – schützt Handstück und Instrument.

- Sterilisierbar
- Jedes Instrument hat seinen eigenen Schlüssel

→ INSTRUMENT P3

Lieferumfang: Instrument wird mit einem Schlüssel K10 geliefert **95,00 €***

→ BESTELLSCHEIN PER FAX AN 0221/492015-29



COMBI touch STANDARD

Produkt	Artikel-Nr.	Preis in €*
Lieferumfang: 1 combi touch, 1 LED Ultraschall-Handstück slim, 2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3, 1 Flasche à 500 ml, 1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche, 1 Pulverstrahlhandstück 120°, 2 Schlüssel K10, 2 Flaschen prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g	05020015-302	5.650,00 €*

COMBI touch PERIO

Lieferumfang: 1 combi touch, 1 LED Ultraschall-Handstück slim, 2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3, 1 Flasche à 500 ml, 1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche, 1 Pulverstrahl- handstück 120°, 1 Pulverstrahlhandstück PERIO, 1 Box subgingival perio tips (40 Stück), 1 Schlüssel K9, 2 Schlüssel K10, 2 Flaschen prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g	05020015-303	5.990,00 €*
--	--------------	--------------------

PROPHYLAXE PULVER

- Prophylaxis powder soft^M** 03140026 **66,50 €***
anstatt 95,00 €**
- Prophylaxis powder soft^L** 03140030 **66,50 €***
anstatt 95,00 €**
- Prophylaxis powder sensitive+ glycine** 03140021 **40,60 €***
anstatt 58,00 €**

INSTRUMENT P3 02970003-001 **95,00 €***

Ich möchte gerne mehr über das combi touch Paket erfahren.

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- Ich bin bereits entschlossen, bitte liefern Sie mir zu den genannten Preisen die obenstehende Auswahl.

Datum, Unterschrift

- Ich bin damit einverstanden, per E-Mail, Post und/oder Telefon zu Informations-, Werbe und/oder Marketingzwecken von mectron kontaktiert zu werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, Deutschland per Post oder E-Mail (info@mectron.de) widerrufen kann.

Praxisstempel

Gültig bis zum 31. Dezember 2024. Änderung und Irrtum vorbehalten.
* Alle Preise in diesem Flyer zzgl. der gesetzlichen MwSt. ** Empfohlener Herstellerpreis

mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln
tel +49 221 492015-0, fax +49 221 492015-29, www.mectron.de, info@mectron.de



→ UNSER ALLESKÖNNER IST JETZT NOCH BESSER – DAS NEUE COMBI touch.



©mectron.FLV9045/DE2403



SO LEICHT WIE NOCH NIE – COMBI touch MIT NEUEN SCHLANKEN HANDSTÜCKEN.

→ SUPRA UND SUBGINGIVAL

Während der Behandlung kann mit einem einfachen Klick auf prophy oder perio zwischen supra- und subgingivalem Pulverstrahl gewechselt werden.

→ SCHUTZ VOR VERSTOPFEN

Einmal eingeschaltet verhindert ein feiner Dauerluftstrom Ablagerungen im Schlauchsystem.

→ SCHLANKES PULVERSTRAHLHANDSTÜCKE

3 verschiedene Pulverstrahlhandstücke: 120, PERIO, 90 (optional)

→ ERGONOMISCHES TOUCH-PANEL

Dank des ergonomisch gestalteten Touch-Panels können alle Funktionen schnell und intuitiv angesteuert werden. Mit minimalem Zeitaufwand lässt sich das Gerät reinigen und desinfizieren.

→ 3 VERSCHIEDENE PULVERSTRAHLHANDSTÜCKE

Immer bester Zugang - 120° und 90° (optional) abgewinkelte Handstücke für den supra- und subgingivalen Einsatz in Parodontaltaschen bis zu 5 mm Tiefe. Das Pulverstrahlhandstück PERIO bietet zusammen mit der sterilen Einwegdüse Subgingival Perio Tip optimalen Zugang zu Taschen tiefer als 5 mm. Jedes Handstück lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und ist dank eines speziellen Sicherheitssystems fixiert.

→ SCHLANKES HANDSTÜCK

Schlankes LED Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht - nur 55 g leicht!



→ SOFT MODE

mectron's einzigartiger SOFT MODE verhindert übermäßige Ultraschallschwingungen und sorgt so für eine sanfte und gleichzeitig effektive Instrumentenbewegung.



mectron
medical technology

combi

ULTRASOUND

POLISHING

mode

power

light

endo

5

on/off

perio/scaler

4

irrigation

restorative

3

irrigation icons

soft mode

1

irrigation controls

refill

flush

Zur Animation



Demo anfordern

