



DEMED Gerätewagen.
mectron Edition.

Europas meistverkaufte Gerätewagen.

DEMED hat sich auf die Herstellung fahrbarer Gerätewagen spezialisiert, Alle Carts werden zu 100% in Deutschland gefertigt. Bei der Konzeption und Entwicklung arbeitet DEMED eng mit Dental-Experten aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen.

Mit der neuen mectron Edition bieten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Unterbringung Ihres kompletten Equipments.



Diese Vorteile sprechen für DEMED.



Die mectron Edition im Überblick.



DEMED E5

- Kompakter fahrbarer Gerätewagen
- Perfekt für PIEZOSURGERY®, Chirurgiemotor und PRF
- Flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachauszüge



DEMED D1

- Größeres Raumvolumen
- Große Ablagefläche
- Flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachauszüge



DEMED D5

- Höherer Korpus
- Größeres Raumvolumen
- Mehrere Geräte einsetzbar, z.B. PIEZOSURGERY®, Chirurgiemotor und PRF



DEMED P1 – PRF Cart

- Abgestimmt für das mectron PRF System
- Einteilung für sterile und unsterile Ablage
- Gesamtes Zubehör wie Röhren und Butterfly im Cart



DEMED P1 – combi touch Cart

- Abgestimmt auf das mectron combi touch Gerät
- Ideal zur Unterbringung des gesamten Prophylaxe-Equipments
- Zusätzliche Schublade für weiteres Zubehör

DEMED E5

mectron Edition



Perfekt für
PIEZOSURGERY®,
Chirurgiemotor
und PRF

Technische Daten

Gesamt (B x T x H): 420 mm x 500 mm x 900 mm

Abmessungen mit Normschiene: + 3 cm je Seite

Ausstattung: 1 Schublade, 2 flache Fachauszüge,
1 tiefer Fachauszug

Kabeldurchführungen: 2 rechts, 2 links, 1 Rückseite

Tür: Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG
Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer
Arretierung

Anschluss: 3-fach-Steckdosenleiste mit automati-
scher Kabelaufwicklung im Unterboden integriert

Arbeitsplatte: aus Mineralwerkstoff in Alpine White
oder aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender
Reling (Abmessung mit Reling: + 3 cm Höhe)



Zubehör

Halterset Implantologie

Halter für Instrumente mit Edelstahl-Inlay,
geeignet für Thermodesinfektor

DEMED D1/D5

mectron Edition

Perfekt für
PIEZOSURGERY®,
Chirurgiemotor
und PRF



D1

Technische Daten

D1 Gesamt (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 900 mm

D5 Gesamt (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 1.080 mm

Abmessungen mit Normschiene: + 3 cm je Seite

Ausstattung: 1 Schublade, 2 Tablare

Kabelausslässe: 2 rechts, 2 links, 1 Rückseite

Tür: Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung

Anschluss: 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung im Unterboden integriert

Arbeitsplatte: aus Mineralwerkstoff in Alpine White oder aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling (Abmessung mit Reling: + 3 cm Höhe)



D5



Zubehör

Halterset Implantologie

Halter für Instrumente mit Edelstahl-Inlay,
geeignet für Thermodesinfektor

DEMED P1 PRF Cart

mectron Edition



Technische Daten


Gesamt (B x T x H): 420 mm x 500 mm x 900 mm

Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Tablare

Tür: Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG
Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer
Arretierung

Anschluss: 3-fach-Steckdosenleiste mit automati-
scher Kabelaufwicklung im Unterboden integriert

Arbeitsplatte: aus Mineralwerkstoff in Alpine White
oder aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender
Reling (Abmessung mit Reling: + 3 cm Höhe)



Zubehör

Schubladeneinsatz Edelstahl

DEMED P1 Combi Touch Cart

mectron Edition



Technische Daten

Gesamt (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 900 mm

Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Tablar, 1 Auszug für Fußanlasser im Bodenbereich

Tür: Satinierte Glastür, 270° öffnend, aus ESG Sicherheitsglas mit Stahlgriff und magnetischer Arretierung

Anschluss: 3-fach-Steckdosenleiste mit automatischer Kabelaufwicklung im Unterboden integriert

Arbeitsplatte: aus Mineralwerkstoff in Alpine White oder aus Stahl in Korpusfarbe mit umlaufender Reling (Abmessung mit Reling: + 3 cm Höhe)



Zubehör

Schubladeneinsatz Edelstahl

Instrumentenhalter aus Edelstahl

mectron Service



Auspacken und Einräumen

Jedes Cart wird sicher verpackt und fix und fertig montiert bei Ihnen angeliefert. Sie benötigen weder Werkzeug und können nach dem Auspacken direkt mit dem Einräumen Ihrer Geräte und Instrumente beginnen.



Technischer Support

Wir kümmern uns auch nach dem Kauf um Ihr Anliegen und beraten Sie bei Umbauten, Nachkäufen oder der Bestellung von Zubehör.



Hotline für Fragen

Sie können uns bei Fragen zur mectron Edition jederzeit unter der Rufnummer +49 221 492015-0 kontaktieren.

Hinweise

Technische Änderungen, druckbedingte Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Maße, Modellvarianten und Preise finden Sie in unserer separaten Preisliste.



Preisübersicht

Gerätewagen	Preis	Art.-Nr.	Menge
E5 Korpus (B x T x H): 420 mm x 500 mm x 900 mm, Verkehrsweiß RAL 9016 // Ausstattung: 1 Schublade H3, 2 Tablare, 1 Fachauszug innen hoch, 2 Edel- stahl-Normschienen rechts und links montiert, sati- nierte ESG-Glastür (Anschlag links), 3-fach-Steck- dosenleiste, automatische Kabelaufwicklung			
Arbeitsplatte: Mineralwerkstoff White	€ 1.950,-	100908	
Arbeitsplatte: Stahl in Korpusfarbe, mit umlaufender Reling	€ 1.930,-	100909	
D1 Korpus (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 900 mm, Verkehrsweiß RAL 9016 // Ausstattung: 1 Schublade H3, 2 Tablare, 2 Edelstahl-Normschienen rechts und links montiert, 3-fach-Steckdosenleiste, automati- sche Kabelaufwicklung			
Arbeitsplatte: Mineralwerkstoff White	€ 2.110,-	100904	
Arbeitsplatte: Stahl in Korpusfarbe, mit umlaufender Reling	€ 2.050,-	100905	
D5 Korpus (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 1.080 mm, Verkehrsweiß RAL 9016 // Ausstattung: 1 Schublade H3, 3 höhenverstellbare Tablare hinter der Glastür, 2 Edelstahl-Normschienen, 6 Kabelführungen rechts und links montiert, 3-fach-Steckdosenleiste, auto- matische Kabelaufwicklung			
Arbeitsplatte: Mineralwerkstoff White	€ 2.250,-	100906	
Arbeitsplatte: Stahl in Korpusfarbe, mit umlaufender Reling	€ 2.210,-	100907	
P1 – PRF Korpus (B x T x H): 420 mm x 500 mm x 900 mm, Verkehrsweiß RAL 9016 // Ausstattung: 1 Schublade H4, 1 Schublade H5, 1 Tablar-Boden, 1 Tablar hin- ter der Glastür, 3-fach-Steckdosenleiste, automati- sche Kabelaufwicklung			
Arbeitsplatte: Mineralwerkstoff White	€ 1.680,-	100900	
Arbeitsplatte: Stahl in Korpusfarbe, mit umlaufender Reling	€ 1.630,-	100901	
P1 – CT Korpus (B x T x H): 500 mm x 500 mm x 900 mm, Verkehrsweiß RAL 9016 // Ausstattung: 3 Schubla- den H3, 1 Tablar für Fußanlasser, 1 höhenverstellba- res Tablar hinter der Glastür, 3-fach-Steckdosenleis- te, automatische Kabelaufwicklung			
Arbeitsplatte: Mineralwerkstoff White	€ 1.690,-	100902	
Arbeitsplatte: Stahl in Korpusfarbe, mit umlaufender Reling	€ 1.650,-	100903	
Zubehör			
Sonderfarbe, alle Farben des RAL Standard-Systems	€ 129,-	100009	
Halterset Implant (bestehend aus Halter Inlay 22/26 + Halter für Infusionsstange)	€ 255,-	100038	
Halter Inlay 22/26	€ 145,-	100030	
Halter Inlay 18/22	€ 145,-	100031	
Halter für Infusionsstange	€ 119,-	100021	
Edelstahleinsatz 420 H3	€ 139,-	100061	