

→ DARF ES ETWAS MEHR SEIN? MECTRON ZUBEHÖR.



→ MECTRON PROPHYLAXE PULVER

Prophylaxis powder soft+ 56,25 €*
4 Flaschen mit je 250 g anstatt 75,00 €**

Prophylaxis powder sensitive+ glycine 39,00 €*
2 Flaschen mit je 160 g anstatt 52,00 €**



Instrument P3

- Schlank und glatt wie eine Sonde
- Für die sanfte und effektive Entfernung von sub- und supragingivalem Biofilm



Neuer dynamometrischer Drehmomentschlüssel K10 – schützt Handstück und Instrument.

- Sterilisierbar
- Jedes Instrument hat seinen eigenen Schlüssel

→ INSTRUMENT P3

Lieferumfang: Instrument wird mit einem Schlüssel K10 geliefert 72,00 €*

* Alle Preise in diesem Flyer zzgl. der gesetzlichen MwSt. ** Empfohlener Herstellerpreis

→ BESTELLSCHEIN PER FAX AN 0221/492015-29

→ COMBI touch BASIC

Produkt	Artikel-Nr.	Preis in €
☐ combi touch Basic	05020015-302	4.590,00

Lieferumfang:
1 combi touch
1 LED Ultraschall-Handstück slim
2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3
1 Flasche à 500 ml
1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche
1 Pulverstrahlhandstück 120°
2 Schlüssel K10
1 Flasche prophylaxis powder soft+ mit 250 g
1 Flasche prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g

→ PROPHYLAXE PULVER

☐ Prophylaxis powder soft+	03140027	56,25* anstatt 75,00 €**
☐ Prophylaxis powder sensitive+ glycine	03140007	39,00* anstatt 52,00 €**

Ich möchte gerne mehr über das combi touch Paket erfahren.

- ☐ Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
- ☐ Ich bin bereits entschlossen, bitte liefern Sie mir zu den genannten Preisen die obenstehende Auswahl.

Datum, Unterschrift

- ☐ Ich bin damit einverstanden, per E-Mail, Post und/oder Telefon zu Informations-, Werbe und/oder Marketingzwecken von mectron kontaktiert zu werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, Deutschland per Post oder E-Mail (info@mectron.de) widerrufen kann.

→ COMBI touch PERIO

Produkt	Artikel-Nr.	Preis in €
☐ combi touch Perio	05020015-303	4.790,00

Lieferumfang:
1 combi touch
1 LED Ultraschall-Handstück slim
2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3
1 Flasche à 500 ml
1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche
1 Pulverstrahlhandstück 120°
1 Pulverstrahlhandstück PERIO
1 Box subgingival perio tips (40 Stück)
1 Schlüssel K9
2 Schlüssel K10
1 Flasche prophylaxis powder soft+ mit 250 g
1 Flasche prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g

→ INSTRUMENT P3

☐ P3	02970003-001	72,00
------------------------------------	--------------	-------

* Gültig bis 31.07.2022. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. gültiger MwSt. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.

** Empfohlener Herstellerpreis

Praxisstempel

→ UNSER ALLESKÖNNER IST JETZT NOCH BESSER – DAS NEUE COMBI touch.



mectron Deutschland Vertriebs GmbH
Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln
tel +49 221 492015-0, fax +49 221 492015-29
info@mectron.de, www.mectron.de



©mectron FUV9045DE2202

→ SO LEICHT WIE NOCH NIE – **COMBI touch** MIT NEUEN SCHLANKEN HANDSTÜCKEN.

→ Schlankes Handstück

Schlankes LED Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht - nur 55 g leicht!

→ Ergonomisches Touch-Panel

Dank des ergonomisch gestalteten Touch-Panels können alle Funktionen schnell und intuitiv angesteuert werden. Mit minimalem Zeitaufwand lässt sich das Gerät reinigen und desinfizieren.

→ Supra und subgingival

Während der Behandlung kann mit einem einfachen Klick auf prophy oder perio zwischen supra- und subgingivalem Pulverstrahl gewechselt werden.

→ Schutz vor Verstopfen

Einmal eingeschaltet verhindert ein feiner Dauerluftstrom Ablagerungen im Schlauchsystem.

→ Schlanke Pulverstrahlhandstücke

3 verschiedene Pulverstrahlhandstücke: 120, PERIO, 90 (optional)



→ SOFT MODE

mectron's einzigartiger SOFT MODE verhindert übermäßige Ultraschallschwingungen und sorgt so für eine sanfte und gleichzeitig effektive Instrumentenbewegung.

→ 3 verschiedene Pulverstrahlhandstücke

Immer bester Zugang - 90° und 120° abgewinkelte Handstücke für den supra- und subgingivalen Einsatz in Parodontaltaschen bis zu 5 mm Tiefe. Das Pulverstrahlhandstück PERIO bietet zusammen mit der sterilen Einwegdüse Subgingival Perio Tip optimalen Zugang zu Taschen tiefer als 5 mm. Jedes Handstück lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und ist dank eines speziellen Sicherheitssystems fixiert.

