

→ UNSER ALLESKÖNNER  
IST JETZT NOCH BESSER –  
DAS NEUE COMBI *touch*.



# → DARF ES ETWAS MEHR SEIN? MECTRON ZUBEHÖR.



## → MECTRON PROPHYLAXE PULVER

<b>Prophylaxis powder soft<sup>M</sup></b> 4 Flaschen mit je 250 g	<b>66,50 €*</b> anstatt 95,00 €**
<b>Prophylaxis powder soft<sup>L</sup></b> 4 Flaschen mit je 250 g	<b>66,50 €*</b> anstatt 95,00 €**
<b>Prophylaxis powder sensitive<sup>+</sup> glycine</b> 2 Flaschen mit je 160 g	<b>40,60 €*</b> anstatt 58,00 €**



### Instrument P3

- Schlank und glatt wie eine Sonde
- Für die sanfte und effektive Entfernung von sub- und supragingivalem Biofilm



### Neuer dynamometrischer Drehmomentschlüssel K10 – schützt Handstück und Instrument.

- Sterilisierbar
- Jedes Instrument hat seinen eigenen Schlüssel

## → INSTRUMENT P3

Lieferumfang: Instrument wird mit einem Schlüssel K10 geliefert

**95,00 €\***

# SO LEICHT WIE NOCH NIE – COMBI touch MIT NEUEN SCHLANKEN HANDSTÜCKEN.

## SUPRA UND SUBGINGIVAL

Während der Behandlung kann mit einem einfachen Klick auf prophy oder perio zwischen supra- und subgingivalem Pulverstrahl gewechselt werden.

## SCHUTZ VOR VERSTOPFEN

Einmal eingeschaltet verhindert ein feiner Dauerluftstrom Ablagerungen im Schlauchsystem.

## SCHLANKE PULVERSTRAHLHANDSTÜCKE

3 verschiedene Pulverstrahlhandstücke: 120, PERIO, 90 (optional)

## ERGONOMISCHES TOUCH-PANEL

Dank des ergonomisch gestalteten Touch-Panels können alle Funktionen schnell und intuitiv angesteuert werden. Mit minimalem Zeitaufwand lässt sich das Gerät reinigen und desinfizieren.

## SCHLANKES HANDSTÜCK

Schlankes LED Ultraschallhandstück mit zirkulärem Licht - nur 55 g leicht!



## SOFT MODE

mectron's einzigartiger SOFT MODE verhindert übermäßige Ultraschallschwingungen und sorgt so für eine sanfte und gleichzeitig effektive Instrumentenbewegung.



mectron  
medical technology

prophy

combi

perio

ULTRASOUND

POLISHING

mode

power

light

endo

5

on/off

perio/scaler

4

irrigation

restorative

3



2



soft mode

1



refill

flush

Zur Animation



Demo anfordern



### → 3 VERSCHIEDENE PULVERSTRAHLHANDSTÜCKE

Immer bester Zugang - 120° und 90° (optional) abgewinkelte Handstücke für den supra- und subgingivalen Einsatz in Parodontaltaschen bis zu 5 mm Tiefe. Das Pulverstrahlhandstück PERIO bietet zusammen mit der sterilen Einwegdüse Subgingival Perio Tip optimalen Zugang zu Taschen tiefer als 5 mm. Jedes Handstück lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und ist dank eines speziellen Sicherheitssystems fixiert.





# → BESTELLSCHEIN

## PER FAX AN 0221/492015-29

Zum Shop



### COMBI *touch* STANDARD

Produkt

Artikel-Nr.

Preis in €\*

Lieferumfang:

1 combi *touch*, 1 LED Ultraschall-Handstück slim,  
2 Instrumente: Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3,  
1 Flasche à 500 ml, 1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche,  
1 Pulverstrahlhandstück 120°, 2 Schlüssel K10,  
2 Flaschen prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g

05020015-302

5.650,00 €\*

### COMBI *touch* PERIO

Lieferumfang:

1 combi *touch*, 1 LED Ultraschall-Handstück slim, 2 Instrumente:  
Scaling-Instrument S1-S, Perio-Instrument P3, 1 Flasche à 500 ml,  
1 Sicherheits-Verschlusskappe für die Flasche, 1 Pulverstrahl-  
handstück 120°, 1 Pulverstrahlhandstück PERIO, 1 Box subgingival  
perio tips (40 Stück), 1 Schlüssel K9, 2 Schlüssel K10, 2 Flaschen  
prophylaxis powder sensitive+ glycine mit 160 g

05020015-303

5.990,00 €\*

### PROPHYLAXE PULVER

Prophylaxis powder soft<sup>M</sup>

03140026

66,50 €\*  
anstatt 95,00 €\*\*

Prophylaxis powder soft<sup>L</sup>

03140030

66,50 €\*  
anstatt 95,00 €\*\*

Prophylaxis powder sensitive+ glycine

03140021

40,60 €\*  
anstatt 58,00 €\*\*

INSTRUMENT P3

02970003-001

95,00 €\*

Ich möchte gerne mehr über das combi *touch* Paket erfahren.

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.  
 Ich bin bereits entschlossen, bitte liefern Sie mir zu den genannten Preisen die obenstehende Auswahl.

Datum, Unterschrift

- Ich bin damit einverstanden, per E-Mail, Post und/oder Telefon zu Informations-, Werbe und/oder Marketingzwecken von mectron kontaktiert zu werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber der mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln, Deutschland per Post oder E-Mail (info@mectron.de) widerrufen kann.

Praxisstempel

Gültig bis zum 31. Dezember 2025. Änderung und Irrtum vorbehalten.

\* Alle Preise in diesem Flyer zzgl. der gesetzlichen MwSt. \*\* Empfohlener Herstellerpreis

mectron Deutschland Vertriebs GmbH, Waltherstr. 80/2001, 51069 Köln  
tel +49 221 492015-0, fax +49 221 492015-29, www.mectron.de, info@mectron.de

**mectron**  
medical technology