

mectron

MECTRON
POST
n° 1
2026

validità 1 maggio - 31 ottobre

WE ♥ PROPHYLAXIS



WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

WE ♥ PRO
PHYLAXIS

MECTRON EDUCATION

Eventi formativi dedicati al dentista e all'igienista dentale che desiderano essere aggiornati su protocolli innovativi e tecniche di ultima generazione.



22 MAG 2026 VERONA

PIEZOToday: Le applicazioni cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica
Raffaele Saviano

19 GIU 2026 VENEZIA

SPRING MEETING 2026: Il tuo appuntamento con l'innovazione!

18 SET 2026 TORINO

Masterclass in chirurgia estrattiva
Jason Motta Jones

02 OTT 2026 NAPOLI

PIEZOToday: Le applicazioni cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica
Mauro Labanca

23/24 OTT 2026 REGGIO EMILIA

Atrofie Mascellari: come affrontarle?
Daniele Pio Urbano, Giuseppe Fiamminghi

06 NOV 2026 BOLOGNA

PIEZOToday: Le applicazioni cliniche della chirurgia ossea piezoelettrica
Raffaele Saviano

06 NOV 2026 ROMA

Masterclass in chirurgia estrattiva
Jason Motta Jones

04/05 DIC 2026 REGGIO EMILIA

Chirurgia Estrattiva Contemporanea
Daniele Pio Urbano, Giuseppe Fiamminghi



23 MAG 2026 VERONA

PROPHYToday
Giacomo Oldoini

03 OTT 2026 NAPOLI

PROPHYToday
Stefano Checchi

07 NOV 2026 BOLOGNA

PROPHYToday
Alex Tieni

28 NOV 2026 ROMA

PROPHYToday
Chiara Attanasio

12 DIC 2026 BRESCIA

Trattamento della peri-implantite e risultati attesi
Alessandra Sironi

Iscriviti ai nostri corsi




PROPHYEXPERT – GET IN TOUCH

Scegli il tuo ProphyExpert!




Vuoi sperimentare COMBI touch? Provalo gratuitamente nella sede del ProphyExpert più vicina a te!

AREA NORD OVEST



AREA NORD EST



AREA CENTRO SUD

- Scegli la sede del ProphyExpert che preferisci
- Registrati sul form e attendi di essere contattato dal professionista che ti seguirà
- Decidi col tuo ProphyExpert quale trattamento eseguirete insieme sul paziente
- Sperimenta, senza alcun impegno, tutte le potenzialità offerte da COMBI touch!

TURBODENT *touch* – L'EVOLUZIONE DELL'IGIENE PROFESSIONALE



PROMO 01/2026

TURBODENT *touch* - PACCHETTO BASE

Completo di:
manipolo air-polishing 120°, 1 flacone di prophylaxis powder sensitive+ - glycine powder (160 g), pedale di comando e valigia.

In omaggio:
cleaning tool (kit aria compressa) **
corso PROPHYToday o incontro con un ProphyExpert
1 richiamo programmato per la manutenzione

4.490,00 €* invece di 4.980,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA ** errata corrige

PROMO 02/2026

TURBODENT *touch* - FULL OPTIONAL

Completo di:
manipolo air-polishing 120°, 1 flacone di prophylaxis powder sensitive+ - glycine powder (160 g), pedale di comando e valigia.

Dotazione:

+ 1 manipolo air-polishing 120°



+ 1 manipolo air-polishing PERIO



+ 40 puntali sottogengivali perio



+ 1 chiave K9



+ 4 flaconi di prophylaxis powder soft^M – bicarbonato (250 g)



In omaggio:
cleaning tool (kit aria compressa) **
corso PROPHYToday o incontro con un ProphyExpert
1 richiamo programmato per la manutenzione

4.980,00 €* invece di 6.215,00 €*

→ tre livelli di potenza - per gestire al meglio ogni esigenza clinica

→ risparmio energetico - 20 minuti di inattività modalità stand by - nuovamente operativi con un semplice tocco

→ nuova funzione di risciacquo e asciugatura

→ polveri: da sopra a sottogengivale con un semplice click

→ flush automatico - passaggio sicuro da una polvere all'altra



GUARDA IL VIDEO

→ costante flusso d'aria anti ostruzione

→ acqua riscaldata ad una confortevole temperatura corporea

→ ciclo di pulizia automatico dei circuiti interni




CON COMBI touch, PROMUOVI L'IGIENE ORALE NEL TUO STUDIO E RENDI L'ATTESA DEI TUOI PAZIENTI PIÙ CONFORTEVOLE!



Richiedi il set e scarica gli episodi delle avventure di Mec dal dentista!




1 Targa studio in plexiglass



2 Monografia COMBI touch realizzata in collaborazione con la Prof.ssa Gianna Maria Nardi



3 Poster sala d'attesa formato 50 x 70




4 Cuffietta WE PROPHYLAXIS



5 Flyer paziente formato A5 (50 pz)



6 Espositore da tavolo con supporto in cartone formato A4



7 Video sala d'attesa

manipolo ultrasuoni slim con luce LED anulare. Peso di soli 55 grammi

polveri: da sopra a sottogengivale con un semplice click

puntale sottogengivale perio, flessibile e atraumatico, per la gestione delle tasche parodontali più profonde



GUARDA IL VIDEO

costante flusso d'aria anti ostruzione

acqua riscaldata ad una confortevole temperatura corporea

ciclo di pulizia automatico dei circuiti interni



funzione SOFT MODE per uno scaling ultradelicato



mectron medical technology

prophy

combi

perio

ULTRASOUND

POLISHING

mode

power

light

endo

5

on/off

perio/scaler

4

irrigation

restorative

3

+

soft mode

2

-

+

×

refill

flush



COMBI touch – L'APPROCCIO PARODONTALE NON CHIRURGICO

PROMO 03/2026

COMBI touch - PACCHETTO BASE

Completo di:
manipolo ultrasuoni slim con LED, 2 manipoli air-polishing 120° e PERIO, 40 puntali sottogengivali perio, chiave K9, 2 flaconi di prophylaxis powder sensitive+ - glycine powder (160g), pedale di comando e valigia.

Dotazione:

+ 4 flaconi di prophylaxis powder soft™ – bicarbonato (250 g)



+ 1 inserto S1 completo di chiave K10
1 inserto S2 completo di chiave K10
1 inserto S1-S completo di chiave K10
2 inserti P3 completi di chiave K10



+ corso PROPHY Today o incontro con un ProphyExpert

+ 1 richiamo programmato per la manutenzione ordinaria

In omaggio:
+ cleaning tool (kit aria compressa)
+ set materiale marketing per sala d'attesa

5.699,00 €* invece di 7.064,93 €*



*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

COMBI touch – MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PROMO 04/2026

CARRELLO ELETTRIFICATO

Codice 03540011



550,00 €* invece di 730,00 €*



Mectron ha deciso di affidare in modo esclusivo a Vi.Vi.Med gli interventi di manutenzione programmata del dispositivo per profilassi COMBI touch.

Vi.Vi.Med è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di mercato e di dare un servizio post-vendita efficiente, puntuale e di qualità ai clienti Mectron.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Vi.Vi.Med S.r.l.
Via Tevere, 11 51018 –
Pieve a Nievole (PT)
Telefono: 0572.520910
Email: info@vivimed srl.com



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

280,00 €*


*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA



STARJET – TRATTAMENTO SOPRA E SOTTOGENGIVALE

→ puntale sottogengivale flessibile e atraumatico, ruotabile a 360°

→ disponibili 2 terminali: 120° e perio



7 differenti attacchi per turbina

BienAir	Codice 05150074
KaVo	Codice 05150075
Sirona	Codice 05150076
W&H	Codice 05150077
Midwest	Codice 05150078
Borden	Codice 05150079
NSK	Codice 05150080

→ ghiera girevole per selezionare il tipo di polvere

prodotto brevettato

PROMO 05/2026

STARJET

Completo di: 1 starjet, 1 terminale 120°, 1 terminale PERIO, 1 confezione da 40 puntali sottogengivali perio, 1 chiave K9, 2 flaconi di prophylaxis powder sensitive+ – glycine powder (160 g).

In omaggio:
1 confezione di prophylaxis powder sensitive+ – glycine powder del valore di 58,00 €

990,00 €* invece di 1.248,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

MICROPIEZO COMPATTO, ERGONOMICO, ESSENZIALE

→ flacone liquido indipendente (capacità 500 ml)

→ funzione **SOFT MODE** per uno scaling ultradelicato



→ manipolo ultrasuoni slim con luce LED anulare. Peso di soli 55 grammi

→ tastiera “touch” con codice colore in base all’indicazione clinica selezionata

PROMO 06/2026

MICROPIEZO

Completo di:
corpo macchina, manipolo ultrasuoni slim con LED, 1 flacone da 500 ml, 1 inserto S1-S completo di chiave K10, 1 inserto P3 completo di chiave K10.

In omaggio:
2 inserti S2 completi di chiave K10
1 inserto P3 completo di chiave K10



1.330,00 €* invece di 1.563,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA





MULTIPIEZO – ADDIO DOLORE, BENVENUTO SOFT MODE

PROMO 07/2026

MULTIPIEZO

Completo di:
corpo macchina touch screen, manipolo ultrasuoni slim con LED,
2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza e pedale di comando.

Dotazione:
1 inserto P3 completo di chiave K10
1 inserto S2 completo di chiave K10



1.550,00 €* invece di 2.644,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

PROMO 08/2026

MULTIPIEZO

Completo di:
corpo macchina touch screen, manipolo ultrasuoni slim con LED,
2 flaconi da 500 ml, 2 tappi di sicurezza e pedale di comando.

Dotazione:
1 inserto P3 completo di chiave K10
1 inserto S2 completo di chiave K10
1 set implant cleaning
1 set ortho clean-up



1.850,00 €* invece di 3.098,00 €*

→ funzione pulse mode ideale in protesica



→ display touch-screen intuitivo e perfettamente igienizzabile

→ manipolo ultrasuoni slim con luce LED anulare. Peso di soli 55 grammi



→ funzione SOFT MODE per uno scaling ultradelicato

PROMO PROPHYLAXIS POWDERS

PROMO 09/2026

→ POLVERI PER PROFILASSI MECTRON

Scegli 4 confezioni la meno costosa te la regala Mectron

WE ♥ PROPHYLAXIS
3+1*



- A base di bicarbonato di sodio
- Granulometria intorno ai 55 µm
- Gusto menta



→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT^M

Rimuove efficacemente e in maniera delicata il biofilm batterico sopragengivale e le macchie sulla superficie dello smalto.

Confezione: 4 flaconi da 250 g ciascuno
Codice: 03140026

95,00 €*



- A base di bicarbonato di sodio
- Granulometria intorno ai 55 µm
- Gusto limone



→ PROPHYLAXIS POWDER SOFT^L


Rimuove efficacemente e in maniera delicata il biofilm batterico sopragengivale e le macchie sulla superficie dello smalto.

Confezione: 4 flaconi da 250 g ciascuno
Codice: 03140030

95,00 €*



- A base di glicina
- Granulometria intorno ai 25 µm
- Gusto dolce



→ PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺

Rimuove efficacemente il biofilm batterico sopra e sottogengivale. Ideale nel mantenimento implantare e nel trattamento delle perimplantiti.

Confezione: 2 flaconi da 160 g ciascuno
Codice: 03140021

58,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

MANIPOLI ABLATORI E AIR-POLISHING – OFFERTE IMPERDIBILI!



120°
Codice 03340008
PERIO
Codice 03340009
90°
Codice 03340007

PROMO 10/2026

→ 2 TERMINALI AIR-POLISHING VERSIONE PRECEDENTE a scelta

322,50 €* invece di 430,00 €*



120°
Codice 03120240
PERIO
Codice 03120241
90°
Codice 03120239

PROMO 11/2026

→ 2 MANIPOLI AIR-POLISHING SLIM a scelta

442,50 €* invece di 590,00 €*



PROMO 13/2026

→ MANIPOLO ABLATORE SLIM LED + MANIPOLO AIR-POLISHING SLIM a scelta

650,00 €* invece di 953,00 €*

Codice 03120238

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

detraibile fiscalmente nell'ambito della normativa fiscale vigente DPR 917/86



compatibile con COMBI touch, MICROPIEZO, MULTIPIEZO e COMPACT PIEZO LED

PROMO 12/2026

Codice 03120238

→ MANIPOLO ABLATORE SLIM LED + 3 INSERTI a scelta

650,00 €* per il pacchetto completo



compatibile con i dispositivi di generazione precedente (Micropiezo S, Piezo Smart, Combi e COMPACT PIEZO P2K)

PROMO 14/2026

Codice 03120016

→ MANIPOLO ABLATORE STANDARD + 3 INSERTI a scelta

428,00 €* per il pacchetto completo

CLEAN-UP ORTODONTICO – SMALTO PROTETTO POST DEBONDING

Il clean-up ortodontico consente la rimozione minimamente invasiva dei residui di adesivi e/o compositi a seguito di terapia ortodontica standard o invisibile.

- protocollo sicuro ed efficace
- procedura minimamente invasiva
- preserva la salute dello smalto



Rimozione bracket o aligners trasparenti



Rimozione dell'adesivo residuo con l'inserto D05120 con diamantatura D30



Lucidatura eseguita con l'inserto D07102 con parte operativa in PEEK (D06007)



Risultato finale

Inserti sviluppati in collaborazione scientifica con la Prof.ssa Gianna Maria Nardi



GUARDA IL WEBINAR



SCARICA L'ARTICOLO SCIENTIFICO

protocollo esclusivo



D05120
110,00 €
Cod. 02990005-001

D07102
99,00 €
Cod. 02990007-001

D06007
90,00 € (5 pezzi)
Cod. 02900190

PROMO 15/2026

SET ORTHO CLEAN-UP

Dotazione: 1 inserto D05120, 1 inserto D07102, 2 chiavi dinamometriche K10, 5 tips D06007
Cod. 02160037-001

255,00 €* invece di 299,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026 prezzi al netto di IVA

INSERTI PER ULTRASUONI – PERFORMANCE E RISPARMIO

→ SCALING

S1 + K10
59,00 €
Cod. 02960001-001



S1-S + K10
72,00 €
Cod. 02960009-001



S2 + K10
59,00 €
Cod. 02960002-001



S3 + K10
59,00 €
Cod. 02960003-001



S4 + K10
59,00 €
Cod. 02960004-001



S5 + K10
59,00 €
Cod. 02960005-001



S6 + K10
72,00 €
Cod. 02960006-001



→ IMPLANT CLEANING

ICS + K10
99,00 €
Cod. 03570004-001



IC1 (5 pezzi)
105,00 €
Cod. 02990012



→ PERIO

P1 + K10
72,00 €
Cod. 02970001-001



P2 + K10
72,00 €
Cod. 02970002-001



P3 + K10
95,00 €
Cod. 02970003-001



P4 + K10
72,00 €
Cod. 02970004-001



P10 + K10
95,00 €
Cod. 03080001-001



P11 + K10
95,00 €
Cod. 03080002-001



P12 + K10
95,00 €
Cod. 03080003-001



P13 + K10
95,00 €
Cod. 03080004-001



P14 + K10
95,00 €
Cod. 03080005-001



P15 + K10
120,00 €
Cod. 03080006-001



P16R + K10
120,00 €
Cod. 03080007-001



P16L + K10
120,00 €
Cod. 03080008-001



→ ENDO REVISION

ER1 + K10
110,00 €
Cod. 03450001-001



ER2 + K10
110,00 €
Cod. 03450002-001



ER3 + K10
110,00 €
Cod. 03450003-001



ER4 + K10
110,00 €
Cod. 03450004-001



ER5 + K10
110,00 €
Cod. 03450005-001



→ ENDO RETRO

RD3 + K10
155,00 €
Cod. 03050006-001



RD4 + K10
155,00 €
Cod. 03050007-001



RD5 + K10
155,00 €
Cod. 03050008-001



→ ORTHO CLEAN-UP

D05120 + K10
110,00 €
Cod. 02990005-001



D07102 + K10
99,00 €
Cod. 02990007-001



D06007 (5 pezzi)
90,00 €
Cod. 02900190



PROMO 16/2026

→ INSERTI PER ULTRASUONI

Scegli 4 inserti
il meno costoso te lo regala Mectron



PROMO 17/2026

→ INSERTI PER ULTRASUONI

Scegli 10 inserti
i tre meno costosi te li regala Mectron



→ CROWN PREP TIPS

DB1
120,00 €
Cod. 03570001



CROWN PREP TIPS
72,00 €

→ TECNICA A FINIRE crown prep tip TF12D60

→ Lunghezza 10 mm	→ Diamantatura	D90	D60
diametro		TF12D90 03590012	TF12D60 03590010
1,2 mm			
1,6 mm		TF16D90 03590013	TF16D60 03590011

→ TECNICA A CHAMFER crown prep tip TA14D60

→ Lunghezza 10 mm	→ Diamantatura	D90	D60
diametro		TA12D90 03590004	TA12D60 03590001
1,2 mm			
1,4 mm		TA14D120 03590007	TA14D90 03590005
1,6 mm		TA16D120 03590008	TA16D90 03590006


*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

MT-BONE – POTENZA E PRECISIONE IN PERFETTO EQUILIBRIO



GUARDA IL VIDEO

Il nuovo PIEZOSURGERY® per chirurgia orale e implantologia



→ Nuovo manipolo PIEZOSURGERY® con luce LED anulare



→ I tuoi inserti preferiti, a portata di clic!



→ La nuova elettronica ottimizza l'efficienza dei tuoi inserti



→ Fino al 20 % più performante



→ Inserti PIEZOSURGERY® compatibili con tutta la gamma di manipoli Mectron



PIEZODRILL® - nuova piattaforma piezoelettrica brevettata per implantologia




→ Nuovo manipolo PIEZODRILL® con luce LED anulare



→ Tre livelli di potenza



→ Impostazioni dedicate per la preparazione del sito implantare



→ Un gesto chirurgico reso semplice



→ Nuovo sistema di irrigazione monouso



GUARDA L'ANIMAZIONE



App MyMectron

→ Attivazione di MT-BONE tramite APP

→ Accesso immediato a tutte le informazioni del dispositivo

→ Sempre aggiornato con le ultime novità e sviluppi tecnologici



Con MT-BONE entri nell'Industria 4.0 e valorizzi il tuo investimento grazie agli incentivi fiscali!

MT-BONE – DUE OPZIONI, MASSIMA VERSATILITÀ

Tecnologia PIEZOSURGERY® & PIEZODRILL® per ogni approccio chirurgico

PROMO 18/2026

MT-BONE PIEZOSURGERY®

Completo di:
corpo macchina MT-BONE, chiavi dinamometriche K8 e K11,
10 film protettivi, 3 Kit irrigazione MT e valigia trolley.

Dotazione:
manipolo PIEZOSURGERY® MT
pedale di comando
1 inserto EX1
1 inserto OT12
1 inserto SLC
1 inserto PL1
1 inserto SLS
1 inserto IM15
2 flaconi Enzymec 500 ml cad.
1 conf. kit irrigazione MT (10 pz)
Corso PiezoToday

In omaggio:
Libro del Prof. Tomaso Vercellotti
del valore di 210,00 €**



9.480,00 €* invece di 10.207,90 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA
** fino esaurimento scorte

PROMO 19/2026

MT-BONE PIEZOSURGERY® E PIEZODRILL®

Completo di:
corpo macchina MT-BONE, chiavi dinamometriche K8 e K11,
10 film protettivi, 3 kit irrigazione MT e valigia trolley.

Dotazione:
manipolo PIEZOSURGERY® MT
manipolo PIEZODRILL® MT
pedale di comando
1 inserto EX1
1 inserto OT12
1 inserto SLC
1 inserto PL1
1 inserto SLS
1 inserto IM15
1 inserto PD0620***
1 inserto PD0223***
1 inserto PD0328***
1 inserto PD0432***
1 inserto PD0535***
1 porta inserti in acciaio
2 flaconi Enzymec 500 ml cad.
1 conf. kit irrigazione MT (10 pz)
Corso PiezoToday

In omaggio:
Libro del Prof. Tomaso Vercellotti
del valore di 210,00 €**



11.590,00 €* invece di 13.518,90 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA ** fino esaurimento scorte
*** inserti disponibili con tacche di profondità pari (A) o dispari (B)



CARRELLO DEDICATO MT-BONE

Codice 03540018



1.290,00 €*



PIEZOSURGERY®: IL TUO USATO VALE DI PIÙ!

Passa a MT-BONE con la campagna rottamazione e scopri tutti i vantaggi della tecnologia PIEZOSURGERY® di nuova generazione!



Dotazione: corpo macchina MT-BONE , manipolo PIEZOSURGERY® MT, pedale di comando



PIEZOSURGERY® I



PIEZOSURGERY® II




PIEZOSURGERY® 3



PIEZOSURGERY® touch



PIEZOSURGERY® white



Dispositivo Piezochirurgia

Concorrenza



Dotazione: corpo macchina MT-BONE , manipolo PIEZOSURGERY® MT, manipolo PIEZODRILL® MT, pedale di comando

+ inserti PIEZODRILL® + porta inserti per un valore di 1.331,00 €

a partire da **5.710,00 €***

VALUTIAMO IL TUO USATO FINO A **4.000,00 €****
 ** promo valida esclusivamente con l'acquisto di un dispositivo MT-BONE

a partire da **6.690,00 €***

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA



PIEZOSURGERY® *white* – LA SOLUZIONE ENTRY-LEVEL PERFETTA PER L'ODONTOIATRIA MODERNA



→ anche con manipolo LED

→ effetto cavitazione che genera un campo esangue per un'ottima visibilità intraoperatoria

→ taglio micrometrico ultrasonico che favorisce controllo e precisione da parte dell'operatore

→ efficacia di taglio nel rispetto dei tessuti molli



GUARDA IL VIDEO

PROMO 20/2026

PIEZOSURGERY® *white*

Completo di:
corpo macchina, 1 kit 8 tubi pompa, 1 chiave dinamometrica K8, pedale di comando, cavo alimentazione, valigia.

Dotazione:
manipolo PIEZOSURGERY® standard
1 inserto EX1
1 inserto OT12
1 inserto SLC
1 inserto PL1
1 inserto SLS
1 inserto IM15
2 flaconi Enzymec da 500 ml cad.
1 conf. di deflussori (50 pz)
corso PiezoToday



4.650,00 €* invece di 6.172,90 €*

PROMO 21/2026

PIEZOSURGERY® *white* LED

Completo di:
corpo macchina, 1 kit 8 tubi pompa, 1 chiave dinamometrica K8, pedale di comando, cavo alimentazione, valigia.

Dotazione:
manipolo PIEZOSURGERY® LED
1 inserto EX1
1 inserto OT12
1 inserto SLC
1 inserto PL1
1 inserto SLS
1 inserto IM15
2 flaconi Enzymec da 500 ml cad.
1 conf. di deflussori (50 pz)
corso PiezoToday



5.150,00 €* invece di 6.672,90 €*

PROMO 04/2026

CARRELLO ELETTRIFICATO

Codice 03540011



550,00 €* invece di 730,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA



SCARICA
IL FLYER



NUOVI INSERTI PIEZOSURGERY® – EFFICACIA NELLA RIMOZIONE

- accesso più profondo e preciso nello spazio del legamento parodontale grazie al profilo più affilato e alla maggiore lunghezza operativa.
- radicoloplastica minimamente invasiva e controllata, che facilita la separazione del legamento e semplifica la lussazione rispetto agli strumenti manuali.
- minore trauma e maggiore preservazione dell'osso alveolare, anche nei casi di radici anchilotiche.



EX0410
130,00 €
Cod. 03400011

EX0510
130,00 €
Cod. 03400012

EX0610
130,00 €
Cod. 03400013



EX0410

EX0610


PRECISIONE NELLE ESTRAZIONI COMPLESSE. DEL TESSUTO INFIAMMATORIO.

- guarigione ottimale dei tessuti grazie a un'accurata pulizia dell'alveolo post-estrattivo.
- debridement osseo selettivo ed efficace, senza residui contaminati o necrotici.
- migliori risultati a lungo termine, favorendo rigenerazione ossea, integrazione implantare e stabilità.



OP1125
160,00 €
Cod. 03380015

OP1225
160,00 €
Cod. 03380016



OP1125 - debridement
distale dell'osso alveolare

OP1225 - debridement
mesiale dell'osso alveolare

OP1125 - rimozione distale
del tessuto infiammatorio

OP1225 - rimozione mesiale
del tessuto infiammatorio

PROMO 22/2026

SET ADVANCED EXTRACTION

Dotazione: inserti EX0410, EX0510,
EX0610, OP1125, OP1225, porta inserti
Codice 01520029

603,00 €* invece di 670,00 €*



Inserti sviluppati in collaborazione con il Prof. Tomaso Vercellotti

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

LEVE PIEZOELETTICHE: L'APPROCCIO IDEALE PER L'ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE

Mectron introduce una nuova applicazione PIEZOSURGERY® che facilita la manovra di lussazione, e talora anche di estrazione delle radici del terzo molare, specie se anchilosate.



Sindesmotomia con inserto EX1

Osteotomia pericoronale con inserto SLO-H



Lussazione del dente con leva EXL1

Manovra di estrazione

Inserti sviluppati in collaborazione con il Dott. Fabrizio Fontanella



- migliore visibilità
- massimo controllo intraoperatorio
- riduzione dei tempi di estrazione del terzo molare

PROMO 23/2026


SET THIRD MOLAR EXTRACTION

Dotazione: leve EXL1, EXL2, EXL3, inserti EX1, SLO-H, porta inserti

Codice 01520025

576,00 €* invece di 720,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA



GUARDA IL VIDEO

MASTERCLASS IN CHIRURGIA ESTRATTIVA: ECCELLENZA E TECNICA AL TUO SERVIZIO

Scopri tutti i vantaggi delle nuove tecniche di estrazione piezoelettrica! Iscriviti al corso dedicato tenuto dal Dott. Jason Motta Jones.

Corso avanzato di piezochirurgia

Le estrazioni dentarie sono l'atto chirurgico che più frequentemente viene eseguito dall'odontoiatra.

La tecnologia piezoelettrica semplifica al clinico questa pratica chirurgica, poiché la lussazione e l'estrazione sfruttano la vibrazione ultrasonica e non la forza che normalmente viene applicata alla leva o alla pinza, strumenti che l'estrazione piezoelettrica rende obsoleti.

Verranno analizzati i nuovi inserti che consentono un accesso poco traumatico all'elemento da estrarre.

Scopo del corso è quello di creare un percorso teorico pratico dalla diagnosi clinica radiologica alla pianificazione dell'intervento.

Verranno analizzate le procedure per ridurre l'invasività dell'atto chirurgico e conseguentemente i rischi per il paziente.

Slide e filmati saranno di supporto alla parte pratica su modelli animale.

→ PROGRAMMA AREA NORD

- 09.00 Registrazione dei partecipanti
- 09.10 La nuova chirurgia piezoelettrica estrattiva
- 10.30 Coffee Break
- 11.00 Hands-On su mandibole di maiale
- 13.00 Termine lavori

TORINO, 18 SET



→ Iscriviti qui!

→ PROGRAMMA AREA SUD

- 14.00 Registrazione dei partecipanti
- 14.10 La nuova chirurgia piezoelettrica estrattiva
- 15.30 Coffee Break
- 16.00 Hands-On su mandibole di maiale
- 18.00 Termine lavori

ROMA, 06 NOV



→ Iscriviti qui!



Jason Motta Jones

Area Nord

mec 07 18 SET TORINO

sede da destinarsi

Area Sud

mec 09 06 NOV ROMA

sede da destinarsi

→ TEORIA



→ HANDS-ON



→ ORARIO

Torino	09.00 - 13.00
Roma	14.00 - 18.00

→ PARTECIPANTI max. 16

→ QUOTA DI ISCRIZIONE

odontoiatri: € 250,00 + IVA

→ ISCRIZIONE

Lucia Costa
whatsapp + 39 348 7126606

mectron spa
IBAN: IT 65 V 05034 31950 000000110946
causale: corso masterclass EXTR

MANIPOLI MT-BONE E SET INSERTI PIEZODRILL® – PROMO ESCLUSIVE



GUARDA
L'ANIMAZIONE
CLINICA



PROMO 24/2026

MANIPOLO PIEZOSURGERY® MT COMPLETO DI CORDONE, TRAY E CHIAVE K8 IN OMAGGIO

Codice 03120244

1.756,00 €* invece di 1.849,00 €*



PROMO 25/2026

MANIPOLO PIEZODRILL® MT COMPLETO DI CORDONE, TRAY E CHIAVE K11 IN OMAGGIO

Codice 03120245

1.974,00 €* invece di 2.078,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

PROMO 26/2026


KIT D'IRRIGAZIONE MT

3 set da 10 pezzi monouso ciascuno

Codice 03230020



315,00 €* invece di 450,00 €*



Nuovo set di 5 inserti sequenziali per siti implantari fino a Ø 3,5 mm.

PROMO 27/2026

SET PIEZODRILL® A

Versione con tacche di profondità pari

Dotazione: PD0620A, PD0223A, PD0328A, PD0432A, PD0535A

Codice 01520027

SET PIEZODRILL® B

Versione con tacche di profondità dispari


Dotazione: inserts PD0620B, PD0223B, PD0328B, PD0432B, PD0535B

Codice 01520028


990,00 €* invece di 1.105,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

Versioni con tacche di profondità a partire da 2 e 3 mm.



PROTOCOLLO PER LA PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE CON PIEZODRILL®



INSERTI PIEZOSURGERY® E PIEZODRILL® — PRECISIONE E PERFORMANCE AL TOP

PROMO 28/2026

INSERTI PIEZOSURGERY®
+ PIEZODRILL®

Scegli 4 inserti
il meno costoso te lo regala Mectron

3+1*

PROMO 29/2026

INSERTI PIEZOSURGERY®
+ PIEZODRILL®

Scegli 10 inserti
i tre meno costosi te li regala Mectron

7+3*

PIEZODRILL®

PD0620A 260,00 € Cod. 04800011	VERSIONE A	PD0620B 260,00 € Cod. 04800012	VERSIONE B
PD0118A 260,00 € Cod. 04800001		PD0118B 260,00 € Cod. 04800006	
PD0223A 260,00 € Cod. 04800002		PD0223B 260,00 € Cod. 04800007	
PD0328A 260,00 € Cod. 04800003		PD0328B 260,00 € Cod. 04800008	
PD0432A 260,00 € Cod. 04800004		PD0432B 260,00 € Cod. 04800009	
PD0535A 260,00 € Cod. 04800005		PD0535B 260,00 € Cod. 04800010	

OSTEOTOMIA

OT1
160,00 €
Cod. 03370001



OT1A
160,00 €
Cod. 03370008



OT2
115,00 €
Cod. 03370002



OT4
160,00 €
Cod. 03370004



OT5
160,00 €
Cod. 03370005



OT5A
160,00 €
Cod. 03370009



OT5B
160,00 €
Cod. 03370010



OT6
115,00 €
Cod. 03370006



OT7
160,00 €
Cod. 03370007



OT7A
160,00 €
Cod. 03370011



OT7S-4
175,00 €
Cod. 03370014



OT7S-3
175,00 €
Cod. 03370015



OT7-20**
210,00 €
Cod. 033700017



OT8L
160,00 €
Cod. 03370013



OT8R
160,00 €
Cod. 03370012



OT9
190,00 €
Cod. 03370016



OT11
190,00 €
Cod. 03370019



OT12
185,00 €
Cod. 03370020



OT12S
185,00 €
Cod. 03370021



OT13
190,00 €
Cod. 03370022



OT14
190,00 €
Cod. 03370023



SLO-H
160,00 €
Cod. 03370025



PL1
160,00 €
Cod. 03370026



PL2
190,00 €
Cod. 03370027



PL3
190,00 €
Cod. 03370028



PL0419
190,00 €
Cod. 03370030



PL0527
190,00 €
Cod. 03370031



PL0631
190,00 €
Cod. 03370032



PL0719
190,00 €
Cod. 03370033



SCOLLAMENTO

SLS
98,00 €
Cod. 03390006



SLE1
135,00 €
Cod. 03390007



SLE2
135,00 €
Cod. 03390008



RIMOZIONE DI IMPIANTI

EXP3-R
185,00 €
Cod. 03400004



EXP3-L
185,00 €
Cod. 03400005



EXP4-R
185,00 €
Cod. 03400006



EXP4-L
185,00 €
Cod. 03400007



OSTEOPLASTICA

OP1
115,00 €
Cod. 03380001



OP2
115,00 €
Cod. 03380002



OP3
115,00 €
Cod. 03380003



OP3A
115,00 €
Cod. 03380011



OP4
155,00 €
Cod. 03380004



OP5
155,00 €
Cod. 03380005



OP5A
155,00 €
Cod. 03380012



OP6
155,00 €
Cod. 03380006



OP7
115,00 €
Cod. 03380007



OP8***
220,00 €
Cod. 03380008



OP9
220,00 €
Cod. 03380009



SLC
125,00 €
Cod. 03380013



OP1125
160,00 €
Cod. 03380015



OP1225
160,00 €
Cod. 03380016



PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE

IM1S
170,00 €
Cod. 03510019



IM1 AL
155,00 €
Cod. 03510010



IM2A
280,00 €
Cod. 03510001



IM2A-15
280,00 €
Cod. 03510015



IM2.8A
299,00 €
Cod. 03510025



IM3A
299,00 €
Cod. 03510003



IM3A-15
299,00 €
Cod. 03510017



IM3.4A
299,00 €
Cod. 03510027



IM4A
305,00 €
Cod. 03510005



IM2P
280,00 €
Cod. 03510002



IM2P-15
220,00 €
Cod. 03510016



IM2.8P
299,00 €
Cod. 03510026



IM3P
299,00 €
Cod. 03510004



PARODONTOLOGIA

PS1
85,00 €
Cod. 03180001



PS2
85,00 €
Cod. 03180003



PS6
85,00 €
Cod. 03180005



PP1
70,00 €
Cod. 03180002



PP10
98,00 €
Cod. 03180006



PP11
98,00 €
Cod. 03180007



PP12
98,00 €
Cod. 03180008



SCOLLAMENTO PERIOSTIO

PR1
135,00 €
Cod. 03390004



PR2
135,00 €
Cod. 03390005



ESTRAZIONE

EX1
130,00 €
Cod. 03400001



EX2
130,00 €
Cod. 03400002



EX3
130,00 €
Cod. 03400003



EX0410
130,00 €
Cod. 03400011



EX0510
130,00 €
Cod. 03400012



EX0610
130,00 €
Cod. 03400013



EXL1
160,00 €
Cod. 03400008



EXL2
160,00 €
Cod. 03400009



EXL3
160,00 €
Cod. 03400010



ENDODONZIA CHIRURGICA

EN1
160,00 €
Cod. 02170001



EN2
85,00 €
Cod. 02170002



EN3
160,00 €
Cod. 02170005



EN4
85,00 €
Cod. 02170006



EN5R
165,00 €
Cod. 02170007



EN5L
165,00 €
Cod. 02170008



EN6R
90,00 €
Cod. 02170009



EN6L
90,00 €
Cod. 02170010



PERIMPLANTITI

ICP
98,00 €
Cod. 03570003



IC1 (5 pezzi)
105,00 €
Cod. 02900112



PROTESI

DB2
120,00 €
Cod. 03570002



Vedi pag. 17 per l'elenco dei crown prep tips disponibili

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

** serrare questo inserto solamente con chiave K8

*** disponibile solo per PIEZOSURGERY® 3, PIEZOSURGERY® touch, PIEZOSURGERY® white e MT-BONE

MANIPOLI PIEZOSURGERY® – OFFERTE IMPERDIBILI



➔ MANIPOLO PIEZOSURGERY®
LED COMPLETO DI CORDONE,
TRAY E CHIAVE K8 IN OMAGGIO

Codice 03120134

➔ LED orientabile a 360° per una illuminazione ottimale del sito chirurgico indipendentemente dalla forma dell'inserto.

➔ manipolo e cordone (linea di irrigazione interna al cordone) sono completamente sterilizzabili.

PROMO 30/2026

se acquisti 1 manipolo PIEZOSURGERY® LED
lo potrai pagare

1.210,00 €* invece di 1.549,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA



➔ MANIPOLO PIEZOSURGERY®
STANDARD COMPLETO DI CORDONE,
TRAY E CHIAVE K8 IN OMAGGIO

Codice 03120217 (PS white), Codice 03120023 (PS I, II e 3)

➔ manipolo e cordone (linea di irrigazione interna al cordone) sono completamente sterilizzabili.

PROMO 31/2026

se acquisti 1 manipolo PIEZOSURGERY® standard
lo potrai pagare

810,00 €* invece di 1.049,00 €*



➔ SPRING MEETING – VENEZIA – 19 GIUGNO 2026

Il tuo appuntamento con l'innovazione!

Il viaggio del chirurgo: dall'estrazione alla rigenerazione, fino alla perimplantite

➔ PROGRAMMA

09.00 - 09.15	Apertura lavori	<i>Tomaso Vercellotti</i>
09.15 - 10.15	La rivoluzione dell'osteimmunologia: come prevedere il successo dei nostri interventi chirurgici	<i>Joseph Choukroun</i>
10.15 - 11.15	Estrazione piezoelettrica atraumatica innovativa per preservare l'osso alveolare	<i>Tomaso Vercellotti</i>
11.15 - 11.45	Coffee break	
11.45 - 12.15	Cosa deve sapere ogni implantologo per un posizionamento implantare, immediato e differito, impeccabile	<i>Mauricio Araujo</i>
12.15 - 13.00	Estrazione atraumatica e Guided Open Wound Healing per preservare la cresta ossea ed evitare cavitazioni	<i>Shahram Ghanaati</i>
13.00 - 14.00	Lunch break	
14.00 - 15.00	Estrazione atraumatica del terzo molare	<i>Jason Motta-Jones</i>
15.00 - 15.30	Coffee break	
15.30 - 16.30	Peri-implantite allo scoperto: orientarsi tra diagnosi, trattamento e innovazioni nel mantenimento	<i>Mauricio Araujo</i>
16.30 - 17.00	Nuove prospettive e tavola rotonda	<i>All speakers</i>
17.00	Brindisi finale	

19 GIU VENEZIA

Palazzo Franchetti, Venezia



➔ DATA venerdì 19 giugno 2026
9.00 – 17.00

➔ PARTECIPANTI numero limitato max. 170

➔ ISCRIZIONI quota di iscrizione € 490,00 IVA inclusa

➔ LINGUE inglese e italiano

➔ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Eve-Lab, Firenze
Tel: +39 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it



STARLIGHT PRO – OLTRE 20 ANNI DI ECCELLENZA E AFFIDABILITÀ



→ 2 programmi di polimerizzazione (10 e 20 sec)

→ fibra ottica sterilizzabile con connessione click-clack

→ potenza oltre 1.400 mW/cm²

→ autonomia batteria: 320 cicli da 10 secondi

→ 3 anni di garanzia

→ Disponibile in 4 colori:



PROMO 32/2026

STARLIGHT PRO

Dotazione: 1 manipolo, 1 stazione di carica.

bianco lucido	Codice 05100083
giallo lucido	Codice 05100085
nero opaco fibra di carbonio	Codice 05100086
silver	Codice 05100087

440,00 €* invece di 650,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

STARLIGHT UNO – AGGIUNGI COLORE AL TUO STUDIO!



→ 77 g di leggerezza

→ 2 programmi di polimerizzazione (10 e 20 sec)

→ potenza oltre 1.500 mW/cm²

→ batteria al litio-ioni sostituibile in studio. Autonomia: 320 cicli da 10 secondi

→ 3 anni di garanzia

→ Disponibile in 6 colori:



PROMO 33/2026

STARLIGHT UNO

Dotazione: 1 manipolo, 1 stazione di carica.

bianco	Codice 05100092
grigio	Codice 05100093
turchese	Codice 05100094
giallo	Codice 05100095
azzurro	Codice 05100096
lilla	Codice 05100097

480,00 €* invece di 650,00 €*

*Promozioni valide fino al 31 ottobre 2026, prezzi al netto di IVA

CONNETTITI CON NOI SUI SOCIAL

SEGUICI SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE


Scopri i nostri video su prodotti, indicazioni cliniche e interviste ai leader d'opinione: non perderti nulla!

SEGUICI SU FACEBOOK, LINKEDIN E INSTAGRAM

Rimani sempre aggiornato su prodotti, novità ed eventi formativi!




EDUCATION.MECTRON.COM ESPLORA I NOSTRI WEBINAR E RESTA SEMPRE INFORMATO



Scopri Mectron Education: la piattaforma di formazione online che ti offre webinar e video clinici gratuiti, live e on-demand.

Approfondisci protocolli innovativi e metodiche all'avanguardia con una vasta offerta formativa.

Registrati gratis e non perderti nessuna novità!



YOUTUBE



FACEBOOK



LINKEDIN



INSTAGRAM

